

Zubehör und Ersatzteile

UV-Schutz



Achtung:

Tragen Sie beim Arbeiten mit UV-Strahlung immer einen UV-Gesichtsschutz.

Schützen Sie auch die Haut vor UV-Strahlung.



Kat.-Nr.	Beschreibung
29 59 298	UV-Schutzdeckel m. Scharnieren für Economy-Transilluminatoren UVT-14 und UVT-22
29 70 098	UV-Schutzdeckel m. Scharnieren für Economy-Transilluminatoren UVT-20 und UVT-28
29 93 100	UV-Schutzbrille mit Bügel
29 93 000	UV-Vollgesichtsschutz

Zubehör Blaulicht



Kat.-Nr.	Beschreibung
29 93 150	Orange Brille

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Alle Preise ohne MwSt., ab Werk – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.



Ersatzröhren



für Transilluminatoren

Für Modell		Energie	Wellenlänge	Anzahl Röhren im Gerät	Kat.-Nr.
UVT-14 UVT-22	S	6 Watt	254 nm	4	29 84 800
	M	6 Watt	312 (302) nm	4	29 84 900
	L	6 Watt	365 nm	4	29 85 000
UVT-20	S	8 Watt	254 nm	6	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	6	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	6	29 84 500
UVT-20 Kombi- geräte	S	8 Watt	254 nm	6	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	6	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	6	29 84 500
	SML	6 Watt	Weißlicht	je 3	29 84 600
UVT-28	S	8 Watt	254 nm	8	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	8	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	8	29 84 500
UVT-40 Weißlicht- geräte	S	15 Watt	254 nm	6	29 84 000
	M	15 Watt	312 (302) nm	6	29 84 100
	L	15 Watt	365 nm	6	29 84 200
	W	15 Watt	Weißlicht	2	29 84 700
UVT-14 BE		18 Watt	Blaulicht	1	29 84 650
UVT-20 BE		18 Watt	Blaulicht	2	29 84 650

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Alle Preise ohne MwSt., ab Werk – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.



Ersatzröhren für UV-Handlampen

Für Modell		Leistung	Wellenlänge	Anzahl Röhren im Gerät	Kat.-Nr.
UV-4	S	4 Watt	254 nm	1	29 83 300
	L	4 Watt	365 nm	1	29 83 500
	BLB	4 Watt	365 nm	1	29 83 508
UV-6 UV-12	S	6 Watt	254 nm	1 bzw. 2	29 84 800
	M	6 Watt	312 (302) nm	1 bzw. 2	29 84 900
	L	6 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 85 000
	BLB	6 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 85 008
UV-8 UV-16	S	8 Watt	254 nm	1 bzw. 2	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	1 bzw. 2	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 500
	BLB	8 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 508
UV-15 UV-30	S	15 Watt	254 nm	1 bzw. 2	29 84 000
	M	15 Watt	312 (302) nm	1 bzw. 2	29 84 100
	L	15 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 200
	BLB	15 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 208

Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile auf Anfrage

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Alle Preise ohne MwSt., ab Werk – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.

