


Zubehör und Ersatzteile

UV-Schutz



Achtung:


Tragen Sie beim Arbeiten mit UV-Strahlung immer einen UV-Gesichtsschutz.

Schützen Sie auch die Haut vor UV-Strahlung.



Kat.-Nr.	Beschreibung
29 59 298	UV-Schutzdeckel m. Scharnieren für Economy-Transilluminatoren UVT-14 und UVT-22
29 70 098	UV-Schutzdeckel m. Scharnieren für Economy-Transilluminatoren UVT-20 und UVT-28
29 93 100	UV-Schutzbrille mit Bügel
29 93 000	UV-Vollgesichtsschutz

Zubehör Blaulicht



Kat.-Nr.	Beschreibung
29 88 280	Orange Platte
29 93 150	Orange Brille


Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Alle Preise ohne MwSt., ab Werk – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.



RadiCon®-Platten (UV-Weißlicht-Konverter)

Die Herolab RadiCon®-Platte **konvertiert UV-Strahlung in sichtbares Licht.**

Die Kombination dieser kostengünstigen Platte mit einem vorhandenen UV-Transilluminator ersetzt somit einen zusätzlichen Weißlicht-Tisch. Besonders interessant für alle, die häufig zwischen Anwendungen im UV- und Weißlicht-Bereich wechseln müssen.



Kat.-Nr.	Für Filtergröße	Ausführung	
29 86 000	11 x 14 cm	gerade	
29 86 100	20 x 20 cm	gerade	
29 86 200	22 x 28 cm	gerade	
29 86 210	22 x 28 cm	gebogen	
29 86 300	20 x 40 cm	gerade	

Filterschutz-Platten

Beim präparativen Arbeiten mit Skalpell oder Spachtel besteht die Gefahr, die Filterfläche des Transilluminators zu beschädigen.

Durch Auflegen unserer **UV-durchlässigen Filterschutzplatte** aus 3 mm starkem Acrylglas wird der Filter wirkungsvoll vor mechanischen Beschädigungen geschützt. Sie bietet jedoch keinerlei Schutz vor UV-Strahlen.




Kat.-Nr.	Für Filtergröße	
29 87 000	11 x 14 cm	
29 87 100	20 x 20 cm	
29 87 200	22 x 28 cm	
29 87 300	20 x 40 cm	

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Alle Preise ohne MwSt., ab Werk – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.




Gel-Schaufeln Gel-Cutter



Kat.-Nr.	Beschreibung
29 85 100	UV-durchlässige Gel-Schaufel, 75 mm
29 85 200	UV-durchlässige Gel-Schaufel, 150 mm
29 85 300	Fluoreszierender Gel-Cutter, mit Lineal 20 cm

Ersatzfilter

Herolab LongLife® mit Edelstahlrahmen
(für andere Geräte auf Anfrage)



Für Modell	Filtergröße	Kat.-Nr.
UVT-14 M	11 x 14 cm	29 80 600
UVT-22 M	14 x 22 cm	29 80 610
UVT-20 M	20 x 20 cm	29 80 000
UVT-28 M	22 x 28 cm	29 80 200
UVT-40 M	20 x 40 cm	29 80 100
Kombigeräte	je 20 x 20 cm	29 80 300
Weißlichttisch	20 x 40 cm	29 80 400
Blaulicht	11 x 14 mm	29 80 700
Blaulicht	20 x 20 mm	29 80 710
Blaulicht	22 x 28 mm	29 80 720



Ersatzröhren



für Transilluminatoren

Für Modell	Energie	Wellenlänge	Anzahl Röhren im Gerät	Kat.-Nr.	
UVT-14 UVT-22	S	6 Watt	254 nm	4	29 84 800
	M	6 Watt	312 (302) nm	4	29 84 900
	L	6 Watt	365 nm	4	29 85 000
UVT-20	S	8 Watt	254 nm	6	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	6	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	6	29 84 500
UVT-20 Kombi- geräte	S	8 Watt	254 nm	6	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	6	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	6	29 84 500
	SML	6 Watt	Weißlicht	je 3	29 84 600
UVT-28	S	8 Watt	254 nm	8	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	8	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	8	29 84 500
UVT-40 Weißlicht- geräte	S	15 Watt	254 nm	6	29 84 000
	M	15 Watt	312 (302) nm	6	29 84 100
	L	15 Watt	365 nm	6	29 84 200
	W	15 Watt	Weißlicht	2	29 84 700
UVT-14 BE	18 Watt	Blaulicht	1	29 84 650	
UVT-20 BE	18 Watt	Blaulicht	2	29 84 650	
UVT-28 BE	18 Watt	Blaulicht	3	29 84 650	

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Alle Preise ohne MwSt., ab Werk – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.



Ersatzröhren für UV-Handlampen

Für Modell	Leistung	Wellenlänge	Anzahl Röhren im Gerät	Kat.-Nr.	
UV-4	S	4 Watt	254 nm	1	29 83 300
	L	4 Watt	365 nm	1	29 83 500
	BLB	4 Watt	365 nm	1	29 83 508
UV-6 UV-12	S	6 Watt	254 nm	1 bzw. 2	29 84 800
	M	6 Watt	312 (302) nm	1 bzw. 2	29 84 900
	L	6 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 85 000
	BLB	6 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 85 008
UV-8 UV-16	S	8 Watt	254 nm	1 bzw. 2	29 84 300
	M	8 Watt	312 (302) nm	1 bzw. 2	29 84 400
	L	8 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 500
	BLB	8 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 508
UV-15 UV-30	S	15 Watt	254 nm	1 bzw. 2	29 84 000
	M	15 Watt	312 (302) nm	1 bzw. 2	29 84 100
	L	15 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 200
	BLB	15 Watt	365 nm	1 bzw. 2	29 84 208

Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile auf Anfrage

UV-ZUBEHÖR

